

EUROSPITAL INFECTIOLOGY PRODUCT LINE

***TEST SIEROLOGICI ACCURATI ED AFFIDABILI
PER LA DIAGNOSI DI MALATTIE INFETTIVE***

Un'ampia linea di prodotti marcati CE-IVD per la diagnosi di infezioni respiratorie, gastrointestinali e del complesso TORCH



INFEZIONI BATTERICHE

La linea di prodotti **EIL** offre un ampio pannello di test **ELISA** per la determinazione delle principali infezioni batteriche.

prodotto	descrizione	codice	formato
Cp-Quant IgA	Rilevazione di anticorpi IgA anti <i>C. Pneumoniae</i> , dosaggio quantitativo	9266	96 test
Cp-Quant IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>C. pneumoniae</i> , dosaggio quantitativo	9267	96 test
Cp IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>C. pneumoniae</i>	9250	96 test
Cp IgM	Rilevazione di anticorpi IgM anti <i>C. pneumoniae</i>	9252	96 test
Myp-test IgA	Rilevazione di anticorpi IgA anti <i>M. pneumoniae</i> , dosaggio quantitativo	7915	96 test
Myp-test IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>M. pneumoniae</i> , dosaggio quantitativo	7916	96 test
Myp-test IgM	Rilevazione di anticorpi IgM anti <i>M. pneumoniae</i> , dosaggio quantitativo	7917	96 test
Ct IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>C. trachomatis</i>	9258	96 test
Ct IgA	Rilevazione di anticorpi IgA anti <i>C. trachomatis</i>	9259	96 test
Chlamydia trachomatis IgM	Rilevazione di anticorpi IgM anti <i>C. trachomatis</i>	7499	96 test
Seropertussis IgA/IgM	Rilevazione di anticorpi IgA e IgM anti <i>B. pertussis</i>	9268	96 test
Seropertussis IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>B. pertussis</i> , dosaggio quantitativo	9269	96 test
Bordetella pertussis toxin (PT) IgA	Rilevazione di anticorpi IgA anti <i>B.pertussis</i> , dosaggio quantitativo	7548	96 test
Bordetella pertussis toxin (PT) IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>B.pertussis</i> , dosaggio quantitativo	7549	96 test
Bordetella pertussis IgA	Rilevazione di anticorpi IgA anti <i>B.pertussis</i>	7439	96 test
Bordetella pertussis IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>B. pertussis</i>	7440	96 test
Bordetella pertussis IgM	Rilevazione di anticorpi IgM anti <i>B. pertussis</i>	7441	96 test
Bartonella	Rilevazione di anticorpi totali anti <i>Bartonella</i>	7554	96 test
Borrelia burgdorferi IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>B. burgdorferi</i>	7444	96 test
Borrelia burgdorferi IgM	Rilevazione di anticorpi IgM anti <i>B. burgdorferi</i>	7445	96 test
Brucella IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>Brucella</i>	7442	96 test
Brucella IgM	Rilevazione di anticorpi IgM anti <i>Brucella</i>	7443	96 test
Clostridium tetani toxin IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>C. tetani</i> , dosaggio quantitativo	7448	96 test
Clostridium tetani toxin 5S IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>C. tetani</i> , dosaggio quantitativo	7476	96 test
Corynebacterium diphtheriae toxin IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>C. diphtheriae</i> , dosaggio quantitativo	7447	96 test
Corynebacterium diphtheriae toxin 5S IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>C. diphtheriae</i> , dosaggio quantitativo	7443	96 test
Coxiella burnetii (Q-Fever) Phase 1 IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>C. burnetii</i> di fase 1	7555	96 test
Coxiella burnetii (Q-Fever) Phase 2 IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>C. burnetii</i> di fase 2	7507G	96 test
Coxiella burnetii (Q-Fever) Phase 2 IgM	Rilevazione di anticorpi IgM anti <i>C. burnetii</i> di fase 2	7507M	96 test
Legionella pneumophila IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>L. pneumophila</i>	7465	96 test
Legionella pneumophila IgM	Rilevazione di anticorpi IgM anti <i>L. pneumophila</i>	7467	96 test
Leptospira IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>Leptospira</i>	7474	96 test
Leptospira IgM	Rilevazione di anticorpi IgM anti <i>Leptospira</i>	7556	96 test
Sifil Screen	Rilevazione di anticorpi totali anti <i>T. pallidum</i>	8111	192 test
Treponema IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>T. pallidum</i>	8112	96 test
Treponema IgM	Rilevazione di anticorpi IgM anti <i>T. pallidum</i>	8113	96 test



INFEZIONI DA *HELICOBACTER PYLORI*

La linea di prodotti **EIL** offre test **rapidi** e test **ELISA** per la determinazione della presenza dell'antigene di *Helicobacter pylori* e degli anticorpi IgA e IgG in diverse matrici biologiche, quali biopsie gastriche, campioni fecali, siero e plasma.

prodotto	descrizione	codice	formato
Helori Urease	Rilevazione dell'attività ureasica di <i>H. pylori</i> su frammento biptico	1693	15 test
Helori FAST	Test immunocromatografico per l'antigene di <i>H. pylori</i>	9115	20 test
Helicobacter pylori IgA	Rilevazione di anticorpi IgA anti <i>H. pylori</i>	7446	96 test
Helicobacter pylori IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>H. pylori</i>	7542	96 test
Helori-CTX IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti CagA di <i>H. pylori</i>	8723	96 test



INFEZIONI FUNGINE

La linea di prodotti **EIL** offre test **ELISA** per la determinazione di anticorpi prodotti in risposta a infezioni causate da funghi in campioni di siero e plasma.


prodotto	descrizione	codice	formato
Aspergillus fumigatus IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>A. fumigatus</i>	7468	96 test
Aspergillus fumigatus IgM	Rilevazione di anticorpi IgM anti <i>A. fumigatus</i>	7565	96 test
Candida albicans IgA	Rilevazione di anticorpi IgA anti <i>C. albicans</i>	7457	96 test
Candida albicans IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>C. albicans</i>	7458	96 test
Candida albicans IgM	Rilevazione di anticorpi IgM anti <i>C. albicans</i>	7459	96 test



INFEZIONI DA PARASSITI

La linea di prodotti **EIL** offre test **ELISA** per la determinazione di anticorpi prodotti in risposta a infezioni causate da parassiti.

prodotto	descrizione	codice	formato
Ascaris lumbricoides IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>A. lumbricoides</i>	7469	96 test
Chagas (Trypanosoma cruzi) IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>T. cruzi</i>	7470	96 test
Echinococcus IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>Echinococcus</i>	7453	96 test
Entamoeba histolytica IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>E. histolytica</i>	7451	96 test
Filariasis	Rilevazione di anticorpi totali anti Filaria	7566	96 test
Leishmania infantum IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>L. infantum</i>	7452	96 test
Malaria	Rilevazione di anticorpi IgG/IgM anti <i>Plasmodium</i> (<i>P. ovale</i> , <i>P. malariae</i> , <i>P. vivax</i> , <i>P. falciparum</i>)	7547	96 test
Schistosoma mansoni IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>S. mansoni</i>	7475	96 test
Schistosoma mansoni IgM	Rilevazione di anticorpi IgM anti <i>S. mansoni</i>	7568	96 test
Strongyloides	Rilevazione di anticorpi totali anti <i>Strongyloides</i>	7399	96 test
Taenia solium IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti <i>T. solium</i>	7454	96 test
Toxocara canis IgG	Rilevazione di anticorpi IgG contro <i>T. canis</i>	7455	96 test
Trichinella spiralis IgG	Rilevazione di anticorpi IgG contro <i>T. spiralis</i>	7456	96 test



INFEZIONI VIRALI

La linea di prodotti **EIL** offre un vasta gamma di test **ELISA** per la determinazione di anticorpi, nel siero o plasma, prodotti in risposta a:

- Infezioni virali tropicali, in particolare causate dai virus Chikungunya, Dengue e Zika
- Infezioni da Virus dell'Epatite (HDV, HEV) e virus dell'Encefalite da zecche (TBE)
- Infezioni virali del tratto respiratorio

prodotto	descrizione	codice	formato
Chikungunya Virus IgG capture	Rilevazione di anticorpi IgG anti Chikungunya	7471	96 test
Chikungunya Virus IgM μ-capture	Rilevazione di anticorpi IgM anti Chikungunya	7472	96 test
Dengue IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti Dengue	7423	96 test
Dengue IgM	Rilevazione di anticorpi IgM anti Dengue	7424	96 test
Dengue Virus IgM μ-capture	Rilevazione di anticorpi IgM anti Dengue	7567	96 test
Dengue Virus NS1 Antigen	Rilevazione dell'antigene NS1 di Dengue	7561	96 test
Zika Virus IgG capture	Rilevazione di anticorpi IgG anti Zika	7562	96 test
Zika Virus IgM μ-capture	Rilevazione di anticorpi IgM anti Zika	7563	96 test
HDV Ag	Rilevazione degli antigeni di HDV	7462	96 test
HDV Ab	Rilevazione degli anticorpi totali anti HDV	7463	96 test
HDV IgM	Rilevazione degli anticorpi IgM anti HDV	7464	96 test
HEV IgG	Rilevazione degli anticorpi IgG anti HEV	9347	96 test
HEV IgM	Rilevazione degli anticorpi IgG anti HEV	9346	96 test
TBE/FSME IgG	Rilevazione degli anticorpi IgG anti TBE, dosaggio quantitativo	7437	96 test
TBE/FSME IgM	Rilevazione degli anticorpi IgM anti TBE	7438	96 test
Adenovirus IgA	Rilevazione di anticorpi IgA anti Adenovirus	7400	96 test
Adenovirus IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti Adenovirus	7401	96 test
Adenovirus IgM	Rilevazione di anticorpi IgM anti Adenovirus	7402	96 test
Epstein-Barr Virus (VCA) IgA	Rilevazione di anticorpi IgA (VCA) di EBV	7425	96 test
Epstein-Barr Virus (VCA) IgG	Rilevazione di anticorpi IgG (VCA) di EBV	8101	96 test
Epstein-Barr Virus (VCA) IgM	Rilevazione di anticorpi IgM (VCA) di EBV	8102	96 test

prodotto	descrizione	codice	formato
Avidity Epstein-Barr Virus (VCA) IgG	Dosaggio dell'avidità degli anticorpi IgG anti EBV	7557	48 test
Epstein-Barr Virus	Rilevazione di anticorpi IgG di EBV	7426	96 test
Influenza Virus A IgA	Rilevazione di anticorpi IgA anti Influenza Virus A	7403	96 test
Influenza Virus A IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti Influenza Virus A	7404	96 test
Influenza Virus A IgM	Rilevazione di anticorpi IgM anti Influenza Virus A	7405	96 test
Influenza Virus B IgA	Rilevazione di anticorpi IgA anti Influenza Virus B	7406	96 test
Influenza Virus B IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti Influenza Virus B	7407	96 test
Influenza Virus B IgM	Rilevazione di anticorpi IgM anti Influenza Virus B	7408	96 test
Hantavirus IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti Hantavirus	7558	96 test
Hantavirus IgM	Rilevazione di anticorpi IgM anti Hantavirus	7559	96 test
Measles Virus IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti Virus del Morbillo	7414	96 test
Measles Virus IgM	Rilevazione di anticorpi IgM anti Virus del Morbillo	7415	96 test
Avidity Measles Virus IgG	Dosaggio dell'avidità degli anticorpi IgG anti Virus del Morbillo	7560	48 test
Mumps Virus IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti Virus della Parotite	7416	96 test
Mumps Virus IgM	Rilevazione di anticorpi IgM anti Virus della Parotite	7417	96 test
Parainfluenza 1,2,3 IgA	Rilevazione di anticorpi IgA anti Parainfluenza Virus	7409	96 test
Parainfluenza 1,2,3 IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti Parainfluenza Virus	7462	96 test
Parvovirus B19 IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti Parvovirus B19	7433	96 test
Parvovirus B19 IgM	Rilevazione di anticorpi IgM anti Parvovirus B19	7434	96 test
Respiratory Syncytial Virus IgA	Rilevazione di anticorpi IgA anti RSV	7411	96 test
Respiratory Syncytial Virus IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti RSV	7412	96 test
Varicella-Zoster Virus IgA	Rilevazione di anticorpi IgA anti VZV	7418	96 test
Varicella-Zoster Virus IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti VZV	7419	96 test
Varicella-Zoster Virus IgM	Rilevazione di anticorpi IgM anti VZV	7420	96 test

INFEZIONI DA SARS-CoV-2

La linea di prodotti **EIL** offre un pannello di **test rapidi** e test **ELISA** per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2.

prodotto	descrizione	codice	formato
SARS-CoV-2 IgG/IgM	Rilevazione di anticorpi IgG/IgM anti SARS-CoV-2, test rapido.	9247	20 test
SARS-CoV-2 IgA	Rilevazione di anticorpi IgA di SARS-CoV-2	9292	96 test
SARS-CoV-2 IgG	Rilevazione di anticorpi IgG di SARS-CoV-2	9290	96 test
SARS-CoV-2 IgM	Rilevazione di anticorpi IgM di SARS-CoV-2	9291	96 test
SARS-CoV-2 RBD IgG	Rilevazione di anticorpi IgG anti RBD della proteina Spike di SARS-CoV-2	9288	96 test
Absoludy COVID-19 Ag	Test antigenico in immunofluorescenza microfluidica per SARS-CoV-2	9436	20 test
GenBody COVID-19 Ag	Test antigenico rapido per SARS-CoV-2	9432	25 test
GenBody Influenza / COVID-19 Ag Multi	Test antigenico rapido per SARS-CoV-2/FluA/FluB	9434	25 test
Absol reader	Lettore del test Absoludy COVID-19 Ag	9439	
GenBody Confiscope G20	Lettore di test rapidi GenBody	2051	



INFEZIONI DEL COMPLESSO TORCH

La linea di prodotti **EIL** offre test **ELISA** per la determinazione di anticorpi prodotti in risposta a infezioni causate da *Toxoplasma gondii*, Rubella, Cytomegalovirus e Herpes Simplex Virus (complesso TORCH), agenti patogeni importanti per il rischio di trasmissione materno-fetale nelle donne in stato di gravidanza. All'interno del pannello sono presenti anche i test di avidità, utili a datare le infezioni e a stabilire con adeguato anticipo la terapia alla quale sottoporre la paziente per minimizzare i rischi sul bambino prima e dopo il parto.

prodotto	descrizione	codice	formato
Cytomegalovirus IgG	Rilevazione degli anticorpi IgG anti CMV	7421	96 test
Cytomegalovirus IgM	Rilevazione degli anticorpi IgM anti CMV	7422	96 test
Avidity Cytomegalovirus IgG	Dosaggio dell'avidità degli anticorpi IgG anti CMV	8110	48 test
Herpes simplex Virus 1 IgG	Rilevazione degli anticorpi IgG anti HSV-1	7427	96 test
Herpes simplex Virus 1 IgM	Rilevazione degli anticorpi IgM anti HSV-1	7429	96 test
Herpes simplex Virus 2 IgG	Rilevazione degli anticorpi IgG anti HSV-2	7430	96 test
Herpes simplex Virus 2 IgM	Rilevazione degli anticorpi IgM anti HSV-2	7432	96 test
Herpes simplex Virus 1+2 IgG	Rilevazione degli anticorpi IgG anti HSV-1 e 2	8103	96 test
Herpes simplex Virus 1+2 IgM	Rilevazione degli anticorpi IgM anti HSV-1 e 2	8104	96 test
Rubella Virus IgG	Rilevazione degli anticorpi IgG anti Rubella, dosaggio quantitativo	7435	96 test
Rubella Virus IgM μ-capture	Rilevazione degli anticorpi IgM anti Rubella	7436	96 test
Avidity Rubella IgG	Dosaggio dell'avidità degli anticorpi IgG anti Rubella	7564	48 test
Toxoplasma gondii IgA	Rilevazione degli anticorpi IgA anti <i>T. gondii</i>	7477	96 test
Toxoplasma gondii IgG	Rilevazione degli anticorpi IgG anti <i>T. gondii</i> , dosaggio quantitativo	7449	96 test
Toxoplasma gondii IgM μ-capture	Rilevazione degli anticorpi IgM anti <i>T. gondii</i>	7450	96 test
Toxoplasma IgG avidity	Dosaggio dell'avidità degli anticorpi IgG anti <i>T. gondii</i>	8108	48 test



STRUMENTAZIONE DEDICATA

PREPARATORE ELISA

DYNEX DSX® Automated ELISA System è un preparatore ELISA su micropietra progettato con tecnologia a puntali monouso, completamente automatizzato e walk-away per l'esecuzione di 4 piastre in contemporanea. La tecnologia a puntali monouso per la dispensazione di campioni e reagenti azzerà il rischio di cross-contaminazione rispondendo all'esigenza di affidabilità e precisione nell'analisi di test per la diagnosi di malattie infettive.

Campioni e reagenti sono alloggiabili in rack progettati per Eurospital che permettono la lettura del barcode sia in calibratori/ controlli che reagenti comuni, se provvisti.

Il software installato **Revelation™** è estremamente versatile, di semplice utilizzo e personalizzabile con possibilità di configurazione del layout di piastra, fasi strumentali, calcolo dei risultati e report. Inoltre, è in grado di processare test con diversi tempi di incubazione e reagenti, organizzando la seduta di lavoro e creando il layout di piastra in base alla compatibilità dei profili di ciascuna metodica in modo totalmente automatizzato.



prodotto

DYNEX DSX® Automated ELISA System

descrizione

Strumento compatto e completamente automatizzato per l'esecuzione fino a 4 piastre in contemporanea, basato su tecnologia a puntali monouso e dotato di lettore barcode per campioni e reagenti. Disponibile con configurazione a 2 o 4 incubatori.

codice

2017

DYNEX
TECHNOLOGIES

Caratteristiche

- Totalmente automatizzato dalla dispensazione del campione al risultato finale e walk-away
- Completamente aperto all'implementazione di metodiche di terze parti
- Assenza di carry-over
- Alloggiamento fino a 98 campioni, 4 piastre, calibratori/controlli e reagenti comuni in rack specifici
- Permette di processare un test per strip e fino a 12 test per piastra
- Tecnologia a puntali monouso per la prevenzione del rischio di contaminazione
- Dotato di lettore barcode per campioni e reagenti
- Lettore barcode esterno aggiuntivo per lettura di QR code
- Configurabile con 2 o 4 incubatori a seconda della tipologia di metodiche da analizzare
- Possibilità di caricamento in continuo di campioni, reagenti e piastre
- Possibilità di curva in memoria per i test con dosaggio quantitativo
- Analisi ed interpretazione automatica dei risultati qualitativi e quantitativi
- Validazione della seduta secondo i controlli di qualità test specifici
- Disponibilità della statistica Levey-Jennings con disponibilità di applicazione delle regole di Westgard
- Monitoraggio costante di tutte le fasi del ciclo di processazione, stato dei campioni e reagenti
- Dotato di sensore barometrico per la presenza di coaguli
- Manutenzione giornaliera semplice e veloce
- Collegabile bidirezionalmente al LIS



Per ulteriori informazioni:
www.eurospital.com



Eurospital SpA

Via Flavia 122, 34147 Trieste, Italia

Tel +39 040 8997.1 - Fax +39 040 280944

www.eurospital.com - info@eurospital.it